# Лабораторная работа № 1.4

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ЩЕЛЯМИ В ОПЫТЕ ЮНГА

**Цель работы:** изучение метода получения интерференционной картины в опыте Юнга, определение расстояния между щелями по интерференционной картине в схеме опыта Юнга.

#### Описание метода измерения

Схема опыта Юнга заключается в образовании интерференционной картины от двух когерентных источников света, полученных путем разделения луча на два, при прохождении через две щели.

Измеряя  $\Delta x$  - ширину интерференционной полосы и, зная расстояние от щелей до экрана l (рис. 3), можно определить расстояние между щелями d . Для этого из формулы (33) не трудно получить соотношение для определения расстояния между щелями.

$$d = \frac{l}{\Delta x} \lambda . {4.1}$$

#### Описание установки

Установка схематично представлена на рис. 4.1. Она состоит из источника света — лазера 1, испускающего свет с длиной волны  $\lambda = 650$  нм. Луч от которого проходит через фотолитографический объект (рис. 4.2) расположенным на специальной подставке 2. Положение объекта меняется вращением рычага 5 и поворотом вокруг своей оси. Объект (рис. 4.2) представляет собой стеклянный диск диаметром 35 мм и толщиной 3 мм с зеркальным непрозрачным покрытием и выполненными по специальной фотолитографической технологии прозрачными структурами: ряд А — двойные штрихи, ряд В — отверстия, ряд С — одиночные штрихи. В данной лабораторной работе используется ряд А, в котором по кругу параллельно радиусу нанесены пары щелей с разными расстояниями между ними. Пары




Рис. 4.1 Рис. 4.2

щелей равной ширины объединены в группы по четыре (четыре пары подряд, начиная с самых тонких и близко расположенных штрихов, находящихся на рис. 4.2 под номером 1, образуют первую группу, вторая группа начинается с 5-го штриха и т.д., всего 4 группы). В пределах групп изменяются расстояния между щелями. Свет, пройдя через пару щелей, дает интерференционную картину на экране 3. На котором, имеется разметка, для определения ширины интерференционной полосы, с ценой деления 1мм.

# Порядок выполнения работы

- 1. Расположить объект с щелями на подставке. Спросить у преподавателя какую группу штрихов будете исследовать.
- 2. Включить лазер. Отрегулировать его положение с помощью юстировочных винтов.
- 3. Отрегулировать расположение стеклянной пластины. С помощью рычага 5 и вращения вокруг своей оси расположить стеклянную пластину таким образом, чтобы свет от лазера проходил через первую пару щелей и на экране наблюдались вертикальные параллельные полосы интерференции.
- 4. Провести 5 измерений интерференционной полосы  $\Delta x_i$ . Для этого с помощью разметки на экране измерить расстояние между двумя соседними минимумами интерференции. Данные занести в таблицу.

mining manni interpretation. Authority authority.				
№ измерения	№ пары щелей			
	1	2	3	4
$\Delta x_1, \times 10^{-3} \mathrm{M}$				
$\Delta x_2$ , ×10 <sup>-3</sup> M				
$\Delta x_3$ , ×10 <sup>-3</sup> M				
$\Delta x_4$ , ×10 <sup>-3</sup> M				
$\Delta x_5$ , $\times 10^{-3}$ M				
$\langle \Delta x \rangle$ , $\times 10^{-3}$ M				
d , MKM				
$\Delta d$ , мкм				_
$\gamma$ , %				

- 3. Изменяя положение стеклянной пластинки, произвести измерения описанные в п. 2 для каждой из пар щелей.
  - 4. Измерить l, расстояние между стеклянной пластинкой и экраном.
- 5. Рассчитать расстояние между щелями по формуле (4.1). Рассчитанные данные занести в таблицу.
  - 6. Оценить погрешность измерений.

#### Контрольные вопросы.

- 1. Дайте определение явления интерференции.
- 2. Введите понятие когерентности:
- а) волн;
- б) источников.
- 3. Какие волны называются монохроматическими?
- 4. Что называется оптической длиной пути?
- 5. Что называется оптической разностью хода?
- 6. Какова связь разности хода и разности фаз?
- 7. Запишите условия интерференционных минимумов и максимумов.
- 8. Приведите расчет интерференционной картины от двух источников.
- 9. Сравните интерференционные картины от двух когерентных источников, если амплитуды волн одинаковы; различны.
- 10. Чему равна амплитуда колебания, являющегося суперпозицией некогерентных колебаний одинакового направления и одинаковой амплитуды?
- 11. В опыте Юнга одна из щелей закрыта синим светофильтром, а вторая красным. Будет ли при таких условиях наблюдаться на экране интерференционная картина?
- 12. Какого цвета будет нулевой максимум в случае интерференции от двух когерентных источников белого света?
- 13. На какую величину изменится оптическая разность хода интерферирующих лучей при переходе от середины одной интерференционной полосы к середине другой?
- 14. Свет от когерентных источников пропускают через красный светофильтр. Интерференционная картина представляет систему темных и красных полос, расположенных симметрично относительно центральной красной полосы. Как изменится ширина интерференционных полос, если красный светофильтр заменить синим? Почему?
- 15. Как изменится интерференционная картина на экране от двух когерентных источников:
- а) если, не изменяя расстояние между источниками света, их удалить от экрана;
  - б) если не изменяя расстояние до экрана, сближать источники света;
- в) если источники света будут испускать свет с меньшей длиной волны?