## Лабораторная работа 3 (2.3)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ С ПОМОЩЬЮ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ


<u>тель работи:</u> ознакомление с явлением дифракции света; опрецеление длин воли спектра источника света с помощью дифракционнол решетки.

## Общие сведения

Дифракция света — совокупность явлений, наблюдаемых при распространении световых воли в среде с резкими неоднородностями и связанных с отклонением от законов геометрической оптики. Благодаря дифракции световые волны могут огибать препятствия и попадать в область геометрической тени. В этом случае в области геометрической тени. В этом случае в области геометрической тени на экране возникает дифракционная картина — непрерывное и немонотонное изменение освещенности.

Распределение интенсивности света в дифракционной картине может быть объяснено на основе принципа Гюйгенса — Френеля. Согласно этому принципу каждый элемент волновой поверхности служит источником вторичных сферических волн, которые могут интерферировать при наложении.


Различают два вида дифракции: дифракция Френеля и дифракция фраунгофера. Дифракция Фраунгофера, или дифракция в параллельных лучах, имеющая большое практическое значение, наблюдается в том случае, если лучи, падающие на препятствие, и лучи, илушие в точку наблюдения, образуют параллельные пучки.



PMc.I

Рассмотрим дифракцию Фраунгойера от щели. Она осуществляется по следующей схеме (рис.1). Монохроматический свет от источника I, находящегося в фокусе собирающей динзы 2, после прохождения через линзу образует пучок парадлельных дучей, падающих нормально на узкую щель в непрозрачном экране 3. Согласно принпипу Гюйгенса — Френеля, каждая точка плоскости щели, до которой дошла световая волна, становится источником вторичных волн, распространяющихся под различными углами  $\varphi$  дифракции во все стороны, т.е. свет дифрагирует при прохождении через цель. Дифрагированные пучки собираются динзой 4 и дают в ее фокальной плоскости 5 дифракционную картину.

Распределение интенсивности в получаемой картине определяется суммированием элементарных волн, пришедших в данную точку экрана от всех элементов щели, с учетом их амплитулы и фазы по принципу Гюйгенса - Френеля. Основные черты дифракционной картины наиболее просто рассчитать применив прием, получивший название метода зон Френеля. Для этого разобъем открытую часть вслновсь поверхности в плоскости дели на узкие полоски - зоны равной ширины, параллельные краям щели. Ширина зон выбирается так, чтобы разность хода от краев каждой зоны для угла дифракини arphi , определяющего направление распространения волн, приходящих в точку наблюдения, была равна $\lambda/2$ . Так как на щель свет падает нормально, то плоскость щели совпадает с волновой поверхностью, т.е. фаза во всех ее точках одинакова. Каждая вона будет играть роль элементарного вторичного источника волн. Колебания, возбуждаемые волнами, приходящими от каждой зоны в произвольную точку экрана, имеют одинаковые амплитуды (так как ширина зон одинакова), но разные фазы. Разность фаз колебаний, возбуждаемых соседними зонами, состаедяет ееличину  $\delta = \pi$  (так как разность хода от двух соседних зон до данной точки экрана равна  $\mathcal{J}/2$ ). Оптическая разность хода лучей MC и ND (рис.2), идущих



PMc.2

под углом дифракции  $\varphi$ , опренеляющим направление на данную точку экрана, от крайних зон

$$\Delta = NF = B \sin \varphi$$
. (I)

где F - основание перпендижуляра, опущенного из точки Mна дуч ND; B - ширина щели.

Если на ширине щели умещается К зон, а разность хо-

да от соседних зон равна 3/2, то разность хода от краиних зон  $\Delta = B \sin \varphi$  будет содержать к отрезков величиной 3/2:

Bsin 
$$\varphi = \pm \kappa^{3/2}$$

Результат наложения еторичних волн, идущих от всех зон в направлении угла  $\varphi$ , будет зависеть от числа зон, укладивающихся на ширине щели. При интерференции света от каждой пары соседних зон амплитуда результирующего колебания равна нулю, так как колебания от каждой пары соседних зон происходят в противофазе ( $\delta$ = $\pi$ ) и взаимно гасят друг друга. Следовательно, если на ширине щели укладивается четное ( $\kappa$ =2m) число зон Френеля

Bsin 
$$\varphi = \pm 2m^{3}/2$$
  $(m=1,2,3,...)$ , (3)

то в данной точке экрана будет дифракционный минимум (полная темнота), если же число зон Френеля для данного направления окажется нечетным (т.е.  $\kappa=2m-1$ , где m=1,2,3,...)

$$B \sin \varphi = \pm (2m-1)^{3}/2 , \qquad (4)$$

то наблюдается дифракционный максимум, соответствующий дейстеию одной нескомпенсированной зоны Френеля.

Отметим, что в прямом направления (  $\varphi$ = 0) щель действует как одна зона Френеля, и в этом направления свет распространяется с наибольшей интенсивностью. Из условия (3) можно найти направления на точки экрана, в которых амплитуда (а следовательно, и интенсивность) равна нулю:

$$\sin \varphi_m = \pm m \frac{\lambda}{R} . \tag{5}$$

Большое практическое значение имеет дифракция, наблюдаемая при прохождении света через прозрачную одномерную дифракционную решетку — прозрачную пластинку с большим количеством (до 1000 на длине I мм) тонких параллельных щелей одинаковой ширины в и разными расстояниями в между их серединами. Это расстояние в называется периодом, или постоянной решетки.


Так как колебания, приходящие от различных щелей решетки, являются когерентными, то дифракционная картина на экране от решетки является результатом интерференции световых воли от всех щелей решетки. Оченидно, что в тех направлениях, в которых наблюдаются минимумы интенсивности для отдельной щели, будут наблюдаться минимумы и для дифракционной решетки, т.е. минимумы интенсивности для решетки будут наблюдаться в направлениях, определяемых условием (2). Следовательно, условие минимума, называемого главным, будет

$$Ssin \varphi = \pm m \lambda . \tag{3}$$

где  $m=1,2,3,\ldots$  — порядок дифракционного минимума. Кроме того, вследствие интерференции световых волн, посыдаемых щелями решетки, в некоторых направлениях они будут усиливать друг друга. Из рис.3 видно, что разность хода  $\Delta$  волн от соседних щелей равна  $\Delta = d\sin\theta$ . Для тех направлений, у которых  $\Delta = \pm m\lambda$ , действие одной щели будет усиливать действие другой и возникает максимум интенсивности. Следовательно, условием максимума, называемого главным, будет

$$dsin \Psi = \pm m \lambda , \qquad (7)$$

где m=1,2,3,... – порядок дифракционного максимума. Из условия максимума (7) для длины волны  $\lambda$  получаем:




Дифракционная картина в монохроматическом свете, прошедшем через дифракционную решетку, будет представлять собой ряд светлых полос убывающей интенсивности, разделенных темнеми промежутками. Каждая из полос соответствует какому-либо целому значению m (например, для центральной полосы m=0, для последующих, расположенных симметрично по обе стороны от центральной,  $m=\pm 1$ ,  $\pm 2$ ,... - максимум первого, второго и т.д. порядков).

Положение главних максимумов зависит от длини волни  $\mathcal{X}$  [см. формулу (7)]. Поэтому при пропускании через решетку белого свете, все максимумы, кроме центрального (m = 0), разложатся в спектр. В спектре каждого порядка максимумы для более коротких илин волн ресположатся ближе к центральному максимуму, для более длинных волн — дальше от него. Это свойство дифракционной решетки используется для исследования спектрального состава света (например, определения длин волн по формуле (8) всех его монохроматических компонент), т.е. дифракционная решетка может быть использована как спектральный прибор.

## Описание установки

Принципиальная схема хода лучей в установке соответствует рис.4. Свет от источника I (лампа накаливания) после коллимирующей линзи 2 проходит через щель со шкалой 3 и падает параллельным пучком на дифракционную решетку 4. Дифракционный спектр наблюдается визуально, т.е. роль линзи 5 виполняет хрусталик глаза, а роль экрана 6 — сетчатка глаза. Щель со шкалой и дифракционная решетка укрепляются в рейтерах, имеющих указатели для отсчетов. Установка собирается на оптической скамье согласно схеме на рис.4. На оптической скамье имеется отсчетная линей-ка длиной I м с ценой деления I мм.



1. включить осветитель и добиться, чтобы спектр, наблюдаемый визуально через дифрекционную решетку, находился на шкале с делениями.

Порядок выполнения работы

- 2. При данном y ( y расстояние от дифракционной решетки 4 до щели со шкалой 3 (см. рис. 4) измерить по шкале  $x_1$  и  $x_2$  расстояния от центра главного нулевого максимума до середины красной полосы в спектре первого порядка ( m=1) справа и слева и найти их среднее значение  $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$ .
- 3. Таким же образом определить среднее значение x для зеленого и фиолетового цветов при данном  $\mathcal U$ .
- 4. Провести аналогичные измерения x для трех пветов в спектре второго порядка ( m=2) при том же U.
- 5. Изменить расстояние y и для нового значения снова выполнить пункты 2, 3, 4.
- 6. Определить значение  $\mathcal{N}$  для трех наблюдаемых цветов (красный, зеленый, фиолетовый), подставив данные  $\mathcal{X}$  и  $\mathcal{Y}$  из каждого опыта в формулу

$$\lambda = \frac{d}{m} \cdot \frac{\dot{x}}{y},$$

которая получена из (8) с учетом того, что для малых углов

$$\sin \varphi \approx tg \varphi = \frac{x}{y}$$
.

7. Найти среднее значение  $\mathcal J$  для каждого цвета и оценить погрешность измерения.

## Контрольные вопросы

- 1. В чем состоит явление дифракции света? Что отличает дифракцию Френеля от дифракции Фраунгофера»?
- 2. В чем состоит принцип Гюйгенса Френеля?
- 3. Что такое зоны Френеля и как они строятся?
- 4. В чем различие в условиях возникновения максимумов и минимумов интенсивности света при опытах на одной щели и на дифракционной решетке?
- 5. Почему при освещении решетки «белым» светом возникают дифракционные спектры во всех порядках, кроме нулевого?
- 6. В чем состоит метод измерения длины волны с помощью дифракционной решетки?