# Лабораторная работа 4 (2.4)

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИФРАКЦИИ СВЕТОВЫХ ВОЛН С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРА


<u>Цель работи</u>: изучение дифракции Фраунгофера от щели и дифракционной решетки в когерентном свете лазера; определение длины световой волны и ширины щели.

#### Общие сведения

Дифракция Фраунгофера наблюдается в параллельных лучах, подучаемых с помощью оптических систем - коллиматоров. При использовании лазера оптическая система значительно упрощается, так как издучаемые лазером когерентные световые лучи являются параллельными и не требуют применения оптических систем для их коллимании.

Схема наблюдения дифракции фраунгофера от одной щели или от дифракционной решетки представлена на рис. І. Пучок параллельных лучей от дазера І падает нормально на объект дифракции 2 (щель или решетка).

Согласно принципу Гюйгенса, каждая точка плоскости щели становится источником вторичных волн, распространяющихся во все стороны, т.е. свет ди-



фрагирует при прохождении щели. Дифрагированные волни являются когерентными, так как они образовались путем деления фронта падавщей плоской волны, а следовательно, они могут интерферировать в области их наложения. Интерференционная картина в виде периодического распределения интенсивности наблюдается на экране 3, находящемся на расстоянии  $\ell$  от плоскости щели.

Дифракция Фраунгофера наблюдается только в парадлельных лучах, поэтому расстояние  $\ell$  до экрана 3 должно быть значительно больше ширины цели  $\mathcal{B}: \ell \gg \mathcal{B}^2/\mathcal{J}$ .

В этом случае лучи, идущие к экрану 3, будут практически параллельны.

Условие минимумов интенсивности при дифракции от одной жели и условие максимумов от дифракционной решетки выражаются в виде (см. работу № 3):

$$\mathcal{B}\sin\varphi_{m}=\pm\,m\lambda\;;\;\;m=1,2,3\,\ldots\;;$$

$$d\sin \varphi_m = \pm m\lambda; \quad m = 0, 1, 2, \dots$$
 (2)

где  $\mathcal{G}_{m}$  - угол дифракции, в направлении которого возникает соответственно минимум интенсивности m-го порядка при дифракции на щели или главный максимум m-го порядка при дифракции на решетке.

### Приборы и принадлежности

Источник света — гелий-неоновый лазер; раздвижная микрометрическая щель; прозрачная одномерная дифракционная решетка; экран со шкалой.


#### Описание установки

Установка собирается на оптической скамье по схеме рис. I. Лазер I устанавливается на оптической скамье так, чтобы часть скамьи (не менее I м) оставалась свободной. На свободном конце скамьи устанавливаются два рейтера: один с объектом дифракции 2 (щель или решетка), другой с экраном З. Для отсчета положения рейтеров оптическая скамья снабжена отсчетной линейкой длиной I,5 м с ценой деления I мм. Для отсчета положений минимумов и максимумов интенсивности экран снабжен шкалой с ценой деления I мм.

## Порядок виполнения работы

Задание I. Определение длини волны излучения лазера с помощью дифракционной решетки.

- І. Установить рейтер с дифракционной решеткой на оптическую скамыю на расстоянии не менее 200 мм.
- 2. Включить дазер и направить пучок света от дазера на дифракционную решетку.
- 3. Пользуясь регулировочными винтами, установить решетку перпендикулярно светсеому пучку, направив страженные лучи обратно в выходное отверстие лазера.
- 4. Измерить по шкале экрана расстояния  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  между І-ми, 2-ми и 3-ми максимумами интенсивности, симметрично расположенными относительно центрального (нулевого) максимума, а по отсчетной линейке оптической скамым - расстояние  $\ell$  от дифракционной решетки до экрана (рис.2).



- 5. Определить длину волны излучения лазера по формуле  $\mathcal{J}=\frac{d\mathcal{X}_m}{2\ell\cdot m}$ , полученной из условия главного максимума (2) для дифракционной решетки, в которой для небольших порядков m можно положить:  $\sin \mathcal{P}_m \approx t g\,\mathcal{P}_m = \frac{\mathcal{X}_m}{2\ell}$ .
- 6. Определить среднее значение длины волны и оценить погрешнолов померения.

Задание 2. Определение ширины щели  $\mathcal B$  по известному значению длины волны  $\mathcal X$  .

- 1. Заменить рейтер с дифракционной решеткой на рейтер с микрометрической щелью. Установить щёль перпендикулярно световому пучку, так чтобы пучок полностью перекрывал щель по ширине.
- 2. С помощью микрометрического винта щели установить минимальную ширину щели, при которой видна отчетливая дифракционная картина.
- 3. Измерить по шкале экрана расстояние  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  между 1-ми, 2-ми и 3-ми минимумами интенсивности, а по отсчетной линейке оптической скамым — расстояние  $\ell$  от щели до экрана.
- нейке оптической скамьи расстояние  $\ell$  ст щели до экрана.
  4. Определить ширину щели  $\delta$  по формуле  $\delta = \frac{m\lambda}{sin \varphi_m}$ , которая получается из условия минимума для щели (I). Для малых углов (т.е. для небольших порядков m) можно принять:

$$\sin \varphi_m \approx t_g \varphi_m - \frac{\chi_m}{2\ell}$$
.

- 5. Из полученных трех значений b найти среднее и сравнить с показаниями шкалы микрометрического винта щели.
  - 6. Оценить погрешность измерения.

## Контрольные вопросы

- 1. В чем состоите явление дифракции света? Что отличает дифракцию Френеля от дифракции Фраунгофера?
- 2. В чем состоит принцип Гюйгенса Френеля?
- 3. Что такое зоны Френеля и как они строятся?
- 4. В чем различие в условиях возникновения максимумов и минимумов интенсивности света при опытах со щелью и дифракционной решеткой?
- 5. В чем состоит метод измерения длины волны с помощью дифракционной решетки?